



# COMPASS™ CR

Компактные весы



## *Доступные по цене весы с поддержкой основных функций взвешивания*

Весы серии Compass CR предназначены для выполнения основных процедур взвешивания. Их отличают конкурентоспособные рабочие характеристики по доступной цене. Компактная конструкция, возможность установки устройств друг на друга в процессе хранения и увеличенная грузоприемная платформа расширяют сферу применения этих весов.

### *Стандартный набор функций:*

- **Базовые операции взвешивания по доступной цене**  
Весы серии Compass CR предназначены для выполнения типовых операций взвешивания и предлагаются по конкурентным ценам. Они отлично подойдут для использования на кухне, в учебном классе, офисе и т. п.
- **Компактная конструкция упрощает хранение**  
Весы Compass CR удобно хранить. Благодаря компактной низкопрофильной конструкции неиспользуемые приборы можно поставить друг на друга в четыре яруса, чтобы они не занимали много места.
- **Увеличенная весовая платформа подходит для самых разных задач**  
Увеличенная платформа весов серии Compass CR позволяет удобно взвешивать как мелкие, так и крупногабаритные образцы. При наличии весов серии CR дополнительные устройства для выполнения основных операций взвешивания уже не понадобятся.

# Компактные весы COMPASS™ CR

| Модель                                               | CR221                                                                                                                        | CR621 | CR2200 | CR5200 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Максимальная нагрузка (г)                            | 220                                                                                                                          | 620   | 2200   | 5200   |
| Дискретность (г)                                     | 0,1                                                                                                                          |       | 1      |        |
| Гири для калибровки диапазона (не входят в комплект) | 200 г                                                                                                                        | 500 г | 1 кг   | 2 кг   |
| Время стабилизации (с)                               | 2                                                                                                                            |       |        |        |
| Конструкция                                          | Корпус и грузоприемная платформа из АБС-пластика                                                                             |       |        |        |
| Калибровка                                           | По выбору пользователя: калибровка диапазона с использованием внешней гири/цифровая калибровка с использованием внешней гири |       |        |        |
| Диапазон тарирования                                 | До НПВ                                                                                                                       |       |        |        |
| Единицы измерения                                    | г, таэли (3)                                                                                                                 |       |        |        |
| Режимы работы весов                                  | Взвешивание                                                                                                                  |       |        |        |
| Требования к электропитанию                          | Три элемента питания АА (входят в комплект) или сетевой блок питания (не входит в комплект)                                  |       |        |        |
| Время работы от батареи                              | 300 ч                                                                                                                        |       |        |        |
| Тип дисплея                                          | Жидкокристаллический (ЖК)                                                                                                    |       |        |        |
| Размеры дисплея                                      | Высота цифр 15 мм                                                                                                            |       |        |        |
| Размеры грузоприемной платформы (Ш x Д)              | 125 x 132 мм                                                                                                                 |       |        |        |
| Размеры весов (Ш x Д x В)                            | 140 x 205 x 41 мм                                                                                                            |       |        |        |
| Размеры упаковки (Ш x Д x В)                         | 170 x 235 x 55 мм                                                                                                            |       |        |        |
| Масса весов                                          | 0,4 кг                                                                                                                       |       |        |        |
| Масса весов в упаковке                               | 0,6 кг                                                                                                                       |       |        |        |

## Прочие стандартные функции и оборудование

Корпус и грузоприемная платформа из АБС-пластика, нескользящие опоры, индикатор установления показаний, механическая и программная защита от перегруза и недогруза, автовыключение.


## Соответствие стандартам

- **Безопасность:** IEC/EN 61010-1.
- **Электромагнитная совместимость:** IEC/EN 61326-1, класс В, базовая электромагнитная обстановка; FCC, часть 15, класс В; ICES-003 Канады, класс В.
- **Маркировка соответствия стандартам:** CE, RCM.

## Принадлежности

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Кейс для переноски | 30467763 |
| Чаша, 1050 мл      | 80850075 |
| Адаптер 12В 0,5А   | 46001724 |
| Вилка              | 46001774 |

## Габаритные размеры



80775702 20200914 © Copyright OHAUS Corporation

### МЕТАС

Официальный дилер Ohaus  
Украина, 02090, г. Киев,  
ул. Володимира Сосюри 68  
+38 050-190-81-51  
vesservice.kiev@gmail.com  
www.ohaus.com.ua  
ISO 9001:2015  
Зарегистрированная система  
управления качеством

