



Принадлежности для твердотельных термостатов



Наиболее широкий выбор модульных блоков в отрасли — более 40 вариантов

В число принадлежностей для блочного термостата OHAUS входят модульные блоки, которые могут вместить практически любой образец. Плотное прилегание пробирок к стенкам блока способствует оптимальной теплопередаче и эффективному использованию тепловой энергии. В большинстве блоков предусмотрена лунка для установки термометра. Блоки анодированы для повышения коррозионной стойкости и рассчитаны на длительное использование в лабораторных условиях. Крышки для образцов (для нижнего диапазона температуры) предназначены для ограничения потока воздуха, что обеспечивает повышенную температурную стабильность.

Уникальные функции и возможности.

- Блоки из анодированного алюминия для микропробирок, пробирок, колб, центрифужных пробирок, пробирок/стрипов/планшетов ПЦР, микропланшетов и кювет. Сплошные блоки могут использоваться для размещения предметных стекол или для изготовления нестандартных блоков.
- Для установки пробирок различных размеров, образцов неровной формы или нестандартных образцов лучше всего подходят бани. Преимущество наполнителя из кварца — более равномерная температура, а дробы из нержавеющей стали — быстрый нагрев.
- В комплект внешнего датчика температуры PT100 RTD, помимо самого датчика, входят стойка штатива из нержавеющей стали, зажим для термометра и соединитель. С помощью датчика на дисплей устройства выводится фактическая температура блока или образца. Это важно для задач, требующих особой точности.

Модульные блоки и принадлежности

Модульные блоки изготовлены из цельного анодированного алюминия. Плотное прилегание пробирок к стенкам блока способствует эффективному использованию тепловой энергии. В каждом блоке имеется гнездо для установки термометра.

ОСТОРОЖНО! Во избежание несчастных случаев избегайте попадания воды и других жидкостей в лунки и отверстия блоков. Твердотельный термостат работает по принципу бани сухого нагрева или инкубатора.

Размеры одинарного блока (Д × Ш × В): 9,5 × 7,6 × 5,1 см

Размеры двойного блока (Д × Ш × В): 15,2 × 9,5 × 5,7 см



Блоки для микроцентрифужных пробирок

Одинарный блок

Марка, тип пробирки	Количество лунок	Диаметр лунок	Глубина лунок	№ по каталогу
Пробирки 0,5 мл	30	7,9 мм	27,6 мм	30400157
Пробирки 1,5 мл	20	11,1 мм	39,1 мм	30400159
Пробирки типа Эрпендорф (Erpendorf™) 1,5 мл	20	11,5 мм	36,9 мм	30400162
Пробирки типа Эрпендорф (Erpendorf™) 2 мл	20	11,5 мм	38,1 мм	30400191
Пробирки Corning™ 2 мл	20	10,9 мм	38,1 мм	30400192



Блоки для титровальных планшетов

Двойной блок

Подходит для твердотельных термостатов, рассчитанных на 2, 4 и 6 блоков; лучшее решение для титровальных планшетов с 96 и 384 лунками.

Углубленные лунки придают большую устойчивость, плоская поверхность удобна для размещения планшетов с плоским и круглым дном.

Тип пробирки	Глубина лунок	№ по каталогу
Титровальный планшет	13,5 мм	30400164



Блоки для центрифужных пробирок с коническим дном

Одинарный блок

Тип пробирки	Количество лунок	Диаметр лунок	Глубина лунок	№ по каталогу
Пробирки 15 мл	12	17,1 мм	44,5 мм	30400172
Пробирки 50 мл	5	29,0 мм	47,6 мм	30400168



Блоки для стандартных пробирок

Одинарный блок

Тип пробирки	Количество лунок	Диаметр лунок	Глубина лунок	№ по каталогу
Пробирки 6 мм	30	8,3 мм	48,4 мм	30400158
Пробирки 10 мм	24	10,7 мм	48,4 мм	30400151
Пробирки 12/13 мм	20	13,9 мм	48,4 мм	30400152
Пробирки 12/13 мм	16	13,9 мм	48,4 мм	30400165
Пробирки 15/16 мм	12	17,5 мм	48,4 мм	30400153
Пробирки 17/18 мм	12	19,1 мм	48,4 мм	30400195
Пробирки 20 мм	8	21,0 мм	48,4 мм	30400154
Пробирки 25 мм	6	26,2 мм	48,4 мм	30400155
Пробирки 35 мм	4	35,0 мм	47,6 мм	30400167



Модульные блоки и принадлежности

Комбинированные блоки

Одинарный блок

Эти блоки предназначены для одновременного размещения пробирок нескольких размеров.

Тип пробирки		Количество лунок	Диаметр лунок	Глубина лунок	№ по каталогу
Разные стандартные пробирки	6 мм	6	8,3 мм	48,4 мм	30400156
	12/13 мм	5	13,8 мм	48,4 мм	
	25 мм	3	26,2 мм	48,4 мм	
Центрифужные пробирки	1,5 мл	4	11,1 мм	39,1 мм	30400193
	15 мл	3	17,1 мм	44,5 мм	
	50 мл	2	29,0 мм	47,6 мм	
Микропробирки	0,5 мл	6	7,9 мм	27,6 мм	30400194
	1,5 мл	10	11,1 мм	39,1 мм	
	2 мл	5	11,5 мм	38,1 мм	



Блоки для флаконов

Одинарный блок

Разработаны для образцов сыворотки и сцинтилляционных флаконов.

Тип пробирки	Количество лунок	Диаметр лунок	Глубина лунок	№ по каталогу
Флакон 12 мм	20	12,7 мм	30 мм	30400182
Флакон 15 мм	20	15,8 мм	35 мм	30400183
Флакон 16 мм	15	16,4 мм	45 мм	30400190
Флакон 17 мм	12	17,8 мм	45 мм	30400184
Флакон 19 мм	12	19,7 мм	45 мм	30400185
Флакон 21 мм	9	21,7 мм	45 мм	30400186
Флакон 23 мм	8	23,8 мм	45 мм	30400187
Флакон 25 мм	8	25,8 мм	45 мм	30400188
Флакон 28 мм	6	28,8 мм	45 мм	30400189



Планшеты, пробирки и пробирки в стрипах для ПЦР

Одинарный и двойной блок

Конические лунки под пробирки 0,2 мл. Пробирки удобно вставляются и вынимаются благодаря увеличенным промежуткам.

Тип пробирки	Размер блока	Количество лунок	Диаметр лунок	Глубина лунок	№ по каталогу
Планшет для ПЦР на 96 лунок	Двойной	96	6,4 мм	15,5 мм	30400171
10 стрипов по 8 пробирок	Одинарный	80	6,4 мм	15,5 мм	30400169
Отдельные пробирки	Одинарный	64	6,4 мм	45 мм	30400170



Блок для кювет

Одинарный блок

Кюветы вставляются по шесть в ряд в две параллельные выемки.

Тип пробирки	Количество лунок	Глубина лунок	№ по каталогу
12 кювет 12,5 мм	2	25,4 мм	30400161



Модульные блоки и принадлежности

Сплошные блоки

Одинарный и двойной блок.

Используются для сушки предметных стекол, для изготовления нестандартных блоков, а также в качестве подкладки для образцов, нагретых в пределах низкотемпературного диапазона.

Размер блока	Размеры (Д х Ш х В)	№ по каталогу
Одинарный	9,5 × 7,6 × 5,1 см	30400160
Двойной	15,2 × 9,5 × 5,7 см	30400166



Песчаная баня из нержавеющей стали

Идеально подходит для размещения нестандартных сосудов. Изготавливается из нержавеющей стали с превосходной коррозионной стойкостью. Рассчитана на заполнение песком, нержавеющей стальной дробью или нелетучими жидкостями.

Размер блока	Размеры (Д х Ш х В)	№ по каталогу
Твердотельный термостат на один блок	9,5 × 7,6 × 6,4 см	30400173
Твердотельный термостат на два блока	9,5 × 14,9 × 6,4 см	30400174
Твердотельный термостат на четыре блока	14,7 × 19,1 × 6,4 см	30400175
Твердотельный термостат на шесть блоков	14,7 × 28,7 × 6,4 см	30400176



Принадлежности	№ по каталогу
Песок, 0,45 кг	30400177
Нержавеющая стальная дробь, 0,45 кг	30400178

Крышки для образцов (для нижнего температурного диапазона)

Крышки из органического стекла предназначены для дополнительной защиты образцов от потоков воздуха при термостатировании в диапазоне низких температур. Открыты с двух сторон 6,4 мм.

Размер блока	Размеры (Д х Ш х В)	№ по каталогу
Твердотельный термостат на два блока	16,5 × 16,5 × 4,1 см	30400179
Твердотельный термостат на четыре блока	21,6 × 21,6 × 4,1 см	30400180
Твердотельный термостат на шесть блоков	31,8 × 21,6 × 4,1 см	30400181



Внешний датчик температуры в комплекте (дополнительный)

Для цифровых моделей. Внешний датчик предназначен для измерения и отображения на панели управления фактической температуры блока или образца. Состав комплекта: датчик RTD PT100, стойка штатива высотой 45,7 см из нержавеющей стали, зажим штатива для датчика температуры и соединительный разъем. Датчик PT100 RTD легко вставляется в гнездо для термометра, которое имеется в каждом модульном блоке.

Размер блока	№ по каталогу
Внешний датчик температуры в комплекте (дополнительный)	30400246





80776635 20220304 © Авторские права корпорации OHAUS

METAC

Официальный дилер Ohaus
Украина, 02090, г.Киев,
ул.Володимира Сосюри 68
+38 050-190-81-51
vesservice.kiev@gmail.com
www.ohaus.com.ua

ISO 9001:2015

Зарегистрированная система
управления качеством

