



***Эти классические механические весы стали эталоном, по которому оценивают все остальные модели весов***

Точные и надежные трехшкальные весы производства OHAUS на протяжении десятилетий были стандартным атрибутом любой лабораторной аудитории. Независимо от того, что вы взвешиваете – твердые образцы, жидкости, порошки или даже животных, – трехшкальные весы OHAUS отлично подходят для этой работы. Эти весы обеспечивают точность и удобство взвешивания, свойственные весам с верхней загрузкой, при этом позволяя учащимся получить практический опыт работы с подвижными и навесными (приобретаются отдельно) гирями и наглядно изучить принципы измерения массы.

Серия 700 включает ряд моделей, предназначенных для использования в лабораториях и образовательных учреждениях. Некоторые модели имеют коромысло для тарирования, позволяющее уравновешивать контейнеры массой до 225 г; весы могут комплектоваться разнообразными грузоприемными платформами. Весы OHAUS серии Dial-O-Gram® отличаются удобством непосредственного считывания показаний на круговой шкале и малым временем успокоения, которое достигается с помощью магнита, и позволяют быстро и точно взвешивать любые предметы.

### ***Стандартные функции и возможности***

- Быстрое успокоение - время успокоения втрое меньше, чем у любых других трехшкальных весов на рынке.
- Повышенная точность - исключительно высокое качество изготовления коромысел позволяет более плавно перемещать подвижные грузики, в результате чего достигается превосходная точность взвешивания.
- Высочайшее качество - вот уже свыше ста лет марка OHAUS на весах Triple Beam гарантирует качество и надежность

# Классические механические весы

## Технические характеристики

| Серия        | Модель  | НПВ, г | Дискретность, г | Особенности модели                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dial-O-Gram  | 310-00  | 310    | 0,01            | Шкала: 10 г x 0,01 г; 200 г x 100 г; 100 г x 10 г.<br>Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø 8,9 см.                                                                                      |
|              | 1610-00 | 610    | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 10 г. Тарирование: 225 г<br>Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø15,2 см.                                                                    |
|              | 1650-00 |        |                 |                                                                                                                                                                                                             |
|              | 1650-WO | 610    | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 10 г. Тарирование: 225 г.<br>Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø15,2 см.<br>Дополнительные грузы в комплекте                               |
| Triple Beam  | 710-00  | 610    | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г.<br>Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø15,2 см.<br>Тарирование для модели 710-TO: 225 г                                              |
|              | 710-TO  |        |                 |                                                                                                                                                                                                             |
|              | 720-00  | 610    | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г.<br>Грузоприемная платформа – пластиковый ковш (мод. 720-00) или ковш из нержавеющей стали (мод. 720-SO), 30,5 x 15,2 x 7 см.                             |
|              | 720-SO  |        |                 |                                                                                                                                                                                                             |
|              | 730-00  | 610    | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г.<br>Модель 730-00: грузоприемная платформа – пластиковый короб, 22,9 x 15,2 см. Модель 750-SO: грузоприемная платформа съемная, из нерж. стали, Ø15,2 см. |
|              | 750-SO  |        |                 |                                                                                                                                                                                                             |
|              | 760-00  | 610    | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г. Тарирование: 225 г<br>Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø15,2 см.                                                                   |
| Cent-O-Gram  | 311-00  | 311    | 0,01            | Шкала: 10 г x 0,1 г; 500 г x 100 г; 100 г x 200 г.<br>Грузоприемная платформа съемная, из нержавеющей стали, Ø 8,9 см.                                                                                      |
| Harward Trip | 1450-SD | 2000   | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г. Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø15,2 см.                                                                                                                                      |
|              | 1454-SD | 2000   | 0,1             | Шкала: 28,4 г x 0,2 г. Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø15,2 см.                                                                                                                                    |
|              | 1510-DO | 2000   | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г. Грузоприемная платформа съемная из нержавеющей стали, Ø15,2 см.                                                                                                          |
|              | 1550-SD | 2000   | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г. Грузоприемная платформа из нерж. стали, Ø15,2 см.                                                                                                                        |
|              | 1560-SD | 2000   | 0,1             | Шкала: 10 г x 0,1 г; 200 г x 10 г. Тарирование: 225 г.<br>Грузоприемная платформа из нержавеющей стали, Ø15,2 см.                                                                                           |



### Передовое качество и техническая поддержка

- Качество: система управления качеством компании Ohaus зарегистрирована согласно ISO 9001:2008.



80776320 20190816 © Copyright OHAUS Corporation

### МЕТАС

Официальный дилер  
Ohaus  
Украина, 02090, г. Киев,  
ул. Володимира Сосюра  
68  
+38 050-190-81-51  
vesservice.kiev@gmail.com  
[www.ohaus.com.ua](http://www.ohaus.com.ua)  
ISO 9001:2015  
Зарегистрированная система  
управления качеством

